




Hytech Slide®

Mikrobiyolojik Analizler İçin Hijyen Kontrol Kiti

Personel, Ekipman ve Tüm Yüzeylerden,
Katı-Sıvı Tüm Numunelerden,
Besiyeri ile Ekim Aparatı



Numune almayı kolaylaştıran özel kullanım şekli

Yüzey

Personel

Gıda

Sıvı

Test sonuçlarının değerlendirilmesi için özel bir mikrobiyoloji bilgisi gerektirmeyen bu kit, hijyen kontrolleri, hijyen denetimi ve HACCP uygulamaları için vazgeçilmez bir üründür.

Hytech Slide'in kutu içi miktarı 10 adettir ve tüm çeşitler için birim fiyat aynıdır. İki yüzeyinde istenilen çeşitte besiyeri bulunabileceği için aynı anda 2 farklı mikroorganizma grubunun analizi yapılabilmektedir. Bu sebeple aynı kit üzerinde, hangi besiyerlerinin olmasını istediğinizi belirtmeniz yeterlidir.

- Personel hijyen kontrolü için **Hytech Slide BPA/ECC** (Bir tarafında S.aureus diğer tarafında E.coli+koliform için uygun besiyeri bulunur)
- Yüzey ve alet-ekipman hijyen kontrolü için ise **Hytech Slide PCA/ECC** (bir tarafında toplam bakteri, diğer tarafında E.coli+koliform için uygun besiyeri bulunur) veya **PCA/DRBC** (bir tarafında toplam bakteri, diğer tarafında Maya-Küf için uygun besiyeri bulunur) kullanabilirsiniz.

HYTECH SLIDE İLE HİJYEN DÜZEYİNİZDE Kİ KALİTEYİ KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN ONAYLAYIN



1000 m2'lik tesisimizde, portföyümüzde bulunan ürünlerin büyük kısmını üretilmekte ve Ar-Ge laboratuvarımızda yeni ürünler geliştirilmektedir.

Firmamızda üretimden, ArGe'ye, pazarlama satıştan müşteri ilişkilerine kadar alanında uzman bilim insanları çalışmaktadır. Bunun başlıca nedeni teknik bilgiye dayalı ticaret yapmak, aynı sahada çalıştığımız firmalara örnek olmak ve ülkemizi de yurtdışına açtığımız ürünlerle en iyi şekilde temsil etmektir.

